

表 422 ET測定値(EU/mL) サンプルングポイント別(ベッドサイドコンソール台数≧1)

サンプルング ポイント	0.001EU/mL未満	0.001～0.01EU/m L未満	0.01～0.05EU/mL 未満	0.05～0.1EU/mL未 満	0.1～0.25EU/mL未 満	0.25～0.5EU/mL未 満	0.5EU/mL以上	合計	不明	記載なし	総計
ダイアライザ前 (%)	2,847 (77.2)	504 (13.7)	193 (5.2)	58 (1.6)	44 (1.2)	19 (0.5)	21 (0.6)	3,686 (100.0)	57	2	3,745
ダイアライザ後 (%)	307 (83.0)	40 (10.8)	14 (3.8)	4 (1.1)	3 (0.8)	1 (0.3)	1 (0.3)	370 (100.0)	7		377
合計 (%)	3,154 (77.8)	544 (13.4)	207 (5.1)	62 (1.5)	47 (1.2)	20 (0.5)	22 (0.5)	4,056 (100.0)	64	2	4,122
不明 (%)	12 (54.5)	4 (18.2)	4 (18.2)	1 (4.5)	1 (4.5)			22 (100.0)	98	11	131
記載なし (%)	1 (100.0)							1 (100.0)	2	48	51
総計 (%)	3,167 (77.6)	548 (13.4)	211 (5.2)	63 (1.5)	48 (1.2)	20 (0.5)	22 (0.5)	4,079 (100.0)	164	61	4,304

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査